

USA-MADE PHYSICAN SCALES



TALLÍMETRO:

de 30 plg. a 78 plg / 76 cm - 200 cm con graduaciones auxiliares de 76 a 60 cm y incrementos de 1/4 plg. y 1mm



HECHO EN USA

*Balanza Digital
de pie
Modelo 6129KGM
Detecto*

*Balanza Mecánica
de pie
Modelo 2392
Detecto*



BALANZAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD CON TALLÍMETRO



- Nivel de la Vista
- Viga Fundida
- Base resistente
- Hecha de acero
- Pesa hasta 220 kg con la pesa incluida
- Consagrada por su Tradición



- Nivel de la Cintura
- Velocidad Digital
- Cálculo de IMC
- Hecha de acero
- Pesa hasta 225 kg
- AC o Batería
- Pack de Batería Simple
- Pantalla Grande

MODELO	CAPACIDAD	PESO DE EMBARQUE
2392	220 kg x 50 g	17 kg

Plataforma: 27 cm Ancho x 37.5 cm Prof.
 Altura: 1.5 m

TALLÍMETRO:

de 38 plg a 78 plg. /76 cm- 200cm con graduaciones auxiliares de 76 a 60 cm y incrementos de 1/4 plg. y 1 mm

MODELO	CAPACIDAD	PESO DE EMBARQUE
6129KGM	250 kg x 0.1 kg	15 kg

Plataforma: 27 cm Ancho x 37.5 cm Prof.
 Pantalla: LCD grande de 19mm seis dígitos, siete segmentos,
 Energía: 6 Baterías tamaño "AA" Alcalinas, NiMH o NiMH (no incluidas)O un adaptador de pared con certificación UL/CSA opcional de 100 a 240 50/60Hz VAC 12 VDC 1A (no incluido)

Detecto Scale se reserva el derecho de mejorar, aumentar o modificar las características y especificaciones sin previo aviso



203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
 Pb: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-5001
 www.Detecto.com

Vendido por: