



Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co.,LTD
Addr:8/F,Tempus Building A, Qingshui River Road, Luohu District ,Shenzhen City,Guangdong Province,P.R.China
Tel:0086-755-22275866 Fax:0086-755-82267835
<http://www.hugemed.net>
E-mail: oliviapan@hugemed.net WhatsApp:0086-13631699007

VL3R、VL3R VIDEOLARINGOSCOPIO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Pantalla	Apariencia	Videolaringoscopio portátil con LED integrada y cámara
	Función	Vista en tiempo real de la vía aérea y la colocación de guía
	Pantalla tamaño	3.5"LCD Vista completa
	Relación de aspecto	4:3
	Resolución	640*480 (RGB)
	Frecuencia de actualización de video	30FPS
Cámara	Tipo de cámara	CMOS
	Anti-niebla	Obtenga la función antiniebla al encender sin precalentar
	Resolución	Alta resolución de 2M píxeles
	Ángulo de campo	66°
	Iluminancia	≥800LUX
Salida	Salida de datos	Sube imágenes y videos por puerto USB a la computadora
	Salida de imagen	HDMI(opcional)-Conéctese a un monitor externo, más conveniente para enseñanza y presentación
Batería	Tipo de Batería	Litio recargable
	Voltaje	3.7V
	Capacidad	3200mAh
	Ciclo de vida	≥300 veces
	Tiempos de carga	4-6 horas
	Tiempo de trabajo	150 minutos continuos
	Entrada	100-250V,50Hz
	Salida	5V,2000mA
Mango	Mango	diseño cómodo ergonómico; antimicrobiano
Hoja	Esterilización	La hoja reusable se puede esterilizar con líquido y reutilizar 1000 veces
	Material	VL3R - Acero inoxidable médico 316
		VL3D - Alemania PC médico
	Tamaño	VL3R: Estándar - Mac 2/3/4 para pediátrico, adulto y obeso. Tamaño opcional Miller 00/0/1, Mac 1/5.
		VL3D: Estándar: Mac 2/3/4 para pediátrico, adulto y obeso. Tamaño opcional Mac1/5.