

H10

EDAN

H10

H10

Oxímetro de Dedo

El Oxímetro de Dedo H10 ofrece una rápida oximetría en una solución manejable de bolsillo combinando el monitor y el sensor en una unidad. El H10 es pequeño en tamaño, no obstante le brinda la medida de pulso, el SpO₂, la visualización pletismográfica y el gráfico de barras.

- Diseño de peso ligero y compacto.
- Pantalla OLED de doble color.
- Pantalla Pletismográfica, gráfico de barra, PR y SpO₂.
- Fácil de operar, con la presión de un sólo botón.
- Pantalla de 4 direcciones con 6 modos de visualización.
- Ajuste de brillo en 10 niveles.
- Bajo consumo de energía, diseño de apagado automático.
- Indicador de baja energía.
- 2 baterías AA estándar para suministro de energía.



TRADUCCIÓN LIBRE DE
A. JAIMEROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.
Rev 1



6 modos de visualización



Operación con un sólo botón



Cartón informativo a color en múltiples idiomas

H10 Oxímetro de Dedo

Especificaciones

Clasificación

Tipo de Protección	Equipo energizado internamente (con batería de energía)
Cumplimiento EMC	Clase B
Grado de Protección:	Parte aplicada tipo BF
Modo de operación	inspección de punto

Tamaño y Peso

Size	57 (L)× 32 (W)× 31(H) (mm)
Peso	57g (con 2 baterías de 1.5V AAA)

Ambiente

Temperatura	
Operación	5 ~ 40 °C
Almacenamiento/Transporte	-20 ~ 55 °C

Humedad

Operación	25% ~ 80% (Sin condensamiento)
Almacenamiento/ Transporte	25% ~ 93% (Sin condens.)

Presión

Operación	860hPa~1060hPa
Almacenamiento/Transporte	700hPa~1060hPa

Pantalla

6 Modos de Pantalla	
SpO ₂	Pantalla OLED de 2 bits
PR	Pantalla OLED de 3 bits
Gráfico de barra	Pantalla OLED, 10 segmentos
Pletismograma	Pantalla OLED
Tipo OLED	0.96" 128×64 OLED punto matricial

Baterías

Suministro de Energía	Baterías
Período de Operación	Trabajo continuo de hasta 25 horas
	la configuración estándar es dos baterías AA alcalinas de 1.5V

Parámetros Visualizados

Frecuencia Visualizada	
SpO ₂	35 -99 %
PR	30 -240 BPM
Presición SpO ₂	
Adulto (incluyendo el pediátrico)	
	80 - 100% ±2%
	70% - 80% ±3%
	Menos de 70%, sin especificar
Presición del PR	± 3% o 2 BPM
Resolución	
SpO ₂	1%
PR	1 BPM

Color Disponible

Amarillo canario	Azul
Rosado ligero	Negro brillante

**EDAN****EDAN INSTRUMENTS, Inc.**

3F-B, Nanshan Medical Equipments Park,
Nanhai Rd 1019#, Shekou, Nanshan, Shenzhen,
518067 P.R. China

Tel: +86-755-2689 8326 Fax: +86-755-2689 8330
www.edan.com.cn Email: info@edan.com.cn

**CE** 0123

Distribuidor: