



iM60
Monitor de Paciente

Sobre Edan

Edan es una compañía de salud dedicada para mejorar la condición humana en el mundo, ofreciendo productos y servicios médicos de alta calidad, innovadores y orientados al valor. Por más de 20 años, Edan ha sido pionero en una línea completa de soluciones médicas que abordan una amplia gama de prácticas de salud, incluyendo:

- ECG de Diagnóstico
- Imágenes por Ultrasonido
- Diagnóstico In-Vitro
- Monitoreo de Paciente
- Pruebas en puntos de atención
- Veterinario
- OB/GYN

Los profesionales de la salud en todo el mundo dependen de las tecnologías médicas avanzadas y la atención al cliente excepcional de Edan.



Edan Instruments, Inc. | No.15 Jinhui Rd., Jinsha Community,
Kengzi Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen | 518122, P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com.cn | info@edan.com.cn

© 2017 Edan Instruments, Inc. Todos los derechos reservados. Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Ninguna reproducción, copia o transmisión puede hacerse sin permiso escrito. No todos los productos o características están disponibles en todos los territorios, póngase en contacto con Edan para disponibilidad local.



SPA-PM-iM60-V2.5-20170613

iM60

Monitor de Paciente



iM60

Monitor de Paciente



10.4"

Máximo 13 formas de onda



> Configuraciones

Mediciones Básicas para Cuidados Subagudos

- Se emplea un conjunto completo de parámetros básicos incluyendo ECG de 3/5 derivaciones, HR, RESP, EDAN SpO₂ (NELLCOR opcional), NIBP (SunTech opcional), PR, y la temperatura de 2 canales

Mediciones Críticas para Cuidados Agudos

- La introducción de ECG de 12 derivaciones, 2 canales de presión arterial invasiva, gasto cardíaco, y dióxido de carbono al final de la espiración puede satisfacer los requisitos de cuidados más agudos

> Algoritmos Fiables

- Algoritmo de ECG de iSEAP™ optimizado para la detección de arritmias, detección de marcapasos y la medición de HR
- Algoritmo de SEMIP® de diagnóstico de 12 derivaciones con 208 tipos de resultados de ECG opcional
- Algoritmo de iMAT™ de SpO₂ con excelente resistencia al movimiento y bajo rendimiento de perfusión
- Algoritmo de iCUFS™ NIBP optimizado para pacientes cardíacos, pacientes hipertensos y pacientes neonatales

> Múltiples Modos de Visualización



Visualización Estándar

Letra Grande

Signos Vitales

Tendencias

OxyCRG

Vista de Cama

> Dióxido de carbono al final de la espiración para pacientes intubados / no intubados



EDAN G2 CO₂ (Sidestream)

- Diseño superior de la trampa de agua para monitoreo exacto
- Algoritmo iCARB™ con tecnología inteligente de identificación de pseudo-ondas de CO₂
- Múltiples accesorios de muestreo como opciones para pacientes de adultos, niños y recién nacidos

Respironics CO₂ (Mainstream/Sidestream)

- Diseño de módulo Plug & Play
- Tubo de deshumidificación en lugar de trampa de agua
- Baja frecuencia de muestreo de 50 ml/min adecuado para todos los tipos de pacientes



No-fan Design



Modo Nocturno



Menú de Atajo



Impresora Térmica



Impresora por Ethernet



iM60

LAN Wi-Fi



MFM-CMS Visor web



XML



Llamada a enfermera



Salida de VGA



Desfibrilación aprobada y Sincronización



ESU aprobado



Gancho de Cama



Soporte Rodante



Soporte de Pared

Memoria Integrada No Volátil:

1200

Revisión de Medición NIBP

120 h

Revisión de Tendencias

200

Revisión de Alarmas

48 h

Recuperación total de Ondas