

APLICACIONES

Ambulancia

Dpto. de Emergencia

Atención
Domiciliaria

Transporte Pacientes

Pabellón quirúrgico
Sala operaciones

Traqueotomía

Veterinaria

CE 0123

Internal
Rechargeable
Battery


La ASKIR 36BR es una unidad de succión portátil para la aspiración de fluidos corporales, orales, nasales y aspiración traqueal en adultos o niños. Para uso profesional y con una poderosa aspiración hasta 36 l/min.

La ASKIR 36 BR es liviana, para el fácil transporte. Tres diferentes opciones de manejo - adaptador AC/DC, batería recargable y 12 V - lo hacen una versátil unidad aprobada para servicio continuo.

Equipado con alarma visual y acústica para avisar de nivel bajo de batería. El equipo dispone también vacuómetro (medido en bar y kPa) y regulador de vacío. Incluye nivel de protección IP21 y está configurado según norma EN 60601-1-11 "para uso en Atención Domiciliaria".

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Frasco de recolección con sistema de Válvula de desagüe (diferentes opciones)
- Tubos de Silicona autoclavable 8x14 + Conector Cónico Ø 10-11-12mm
- Filtro antibacterial e hidrófugo (para uso único por paciente)
- Cable de Conexión con Enchufe tipo "Shuko"
- Adaptador de auto 12 V
- Adaptador universal AC/DC con cables de poder desmontables

OPCIONAL

- Carrito de transporte REF. 27730
- Bolsa de transporte* REF. SP 0207

*para la unidad y sus accesorios desechables

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor	Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación
Tensión de alimentación	14V $\approx$ 4A con adaptador universal AC/DC mod. UE60-140429SPA3 (100-240V~ - 50/60Hz - 100VA)
	Batería interna recargable Pb (12V $\approx$ 4A) - Autonomía 60min - Tiempo de recarga 240min
	Adaptador para autos (12V $\approx$ 4A)
Clasificación ISO 10079-1	ALTO VACÍO/ ALTO FLUJO
Vacío máximo (ajustable)	-0.80 Bar -80 kPa -600 mmHg
Flujo de Aire Libre	36 l/m (sin vaso)
Nivel de Ruido	65,5 dBA (con vaso) / 68,5 dBA (sin vaso)
Ciclo de Trabajo	Operación continua
Peso	4.39 Kg
Dimensiones	cm 35 x 21 x 18
Años de Garantía	2
Configuración de embalaje	3 Udds./Caja
Lugar de Fabricación	Italia

Italian
Medical
Touch
MADE IN ITALY

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

- RE 410200/03 ASKIR 36BR con Frasco de 1000ml autoclavable, fabricado en policarbonato
- RE 410200/09 ASKIR 36BR con Frasco de 2000ml autoclavable, fabricado en policarbonato
- RE 410201 ASKIR 36BR con Bolsa desechable Flovac® de 1000ml y Contenedor reutilizable
- RE 410201/01 ASKIR 36BR con Bolsa desechable Flovac® de 2000ml y Contenedor reutilizable
- Frasco APEC® autoclavable hasta 143° Cent. disponible bajo pedido