

CONGELADOR COMPACTO, TEMPERATURAS ULTRA BAJAS - 86/-40° C ULUF 450-2M

SERIE ULUF

- Compresor único
- Consumo de energía muy bajo
- Silencioso
- Poco pérdida de calor
- Aislamiento del interior de las puertas
- Ruedas
- Cerradura
- Capacidad ergonómica
- Marco de la puerta calefactado
- 100% libre de HCFC/CFC
- **Disponible en acero inoxidable** (nuevo !)

CONTROLADOR

- Regulador micro procesador con pantalla numérica
- Batería back up de 72 horas para las alarmas
- Alarmas visuales y acústicas
- Alarma de sobretemperatura (+/-)
- Alarma de corte de corriente
- Alarma en caso de corte de la sonda
- Alarma en caso de corte de los instrumentos
- Alarma en caso de puerta abierta
- Toma de corriente para el control remoto
- Posibilidad de instalar una alarma GSM
- Base de datos integrada (software incluido)
- interface RS485/232
- Descarga directa con llave USB
- Memoria integrada



Regulador digital con micro procesador.



Nuevo diseño de la cerradura.

SERIE ULUF -86/-40 °

La serie ULUF es el resultado de nuestra pasión por la innovación y la investigación, de ser siempre capaces de ofrecer lo mejor en ultra congelación. Una vez más, hemos establecido nuevos patrones con el controlador más fácil de usar del mercado. Registrado de datos almacenados en el software, y la reproducción USB, son sólo algunas de la características que va de la serie ULUF. El Modelo ULUF450-2M es un poco más baja, para pasar más fácilmente abajo de las puertas.

ESPECIFICACIONES

Modelo	ULUF 450-2M
N° de Referencia (n° DAI)	DAI 1414
Dimensiones externas Largo x ancho x alto (mm)	720×885×1990
Capacidad neta (L)	370
Intervalo de temperatura (°C)	-86/-40
Fuente de energía (V)	230
Frecuencia (Hz)	50/60



CO₂CARE

Especificaciones técnicas :

Modelo ULUF 450-2M

Código del producto	DAI 1414	Pantalla con texto—sin códigos	✓
Dimensiones exteriores largo x ancho x alto (mm)	720x885x2089	Contacto para monitorizar a distancia	✓
Capacidad neta (L)	370	Contacto para una alarma GSM	✓
Dimensiones interiores largo x ancho x alto (mm)	480x608x1415	Horas de batería back up para alarma y pantalla	72 horas
Aislamiento (mm)	120	Contacto para PT100/CO2 back up	✓
Gama de temperaturas (°C)	-86/-40	Pantalla numérica	✓
Temperatura ambiente Max. (°C)	25	Base de datos	✓
Fuente de corriente (V)	230	RS 232 interfaz	✓
Frecuencia Hz	50/ 60	RS 485 interfaz	✓
Consumo (KWH/ 24H)	14,9	USB	✓
AMP(A)	3,8	Descongelación manual / automática	Manual
Nivel de ruido (DBA)	<55	Ruedas	-
Peso (KG)	175	Grabadora con papel	Opcional
Peso de expedición (KG)	-	Estantes (unidad) / Cajones (unidad)	4 / -
Peso de expedición en su caja de madera (KG)	187	Estantes o cajones ajustables (por/ unidad)	-
Dimensiones para la expedición largo x ancho x alto (mm)	-	Cestas (unidad)	-
Dimensiones en la caja de madera largo x ancho x alto (mm)	870x975x2145	Tapón en poliestireno/pertas (unidad)	- / 5
No. de compresores	1	Luces	✓
Alarma visual y acústica	✓	Cerradura	✓
Alarma en caso de corte de corriente	✓	Material del forro interior	Acero inoxidable
Alarma de sobretemperaturas ajustable (+/-)	✓	Material del gabinete	Acero barnizado
Alarma en caso de puerta abierta	✓	Color (exterior)	Blanco o acero
Alarma en caso de corte de la sonda	✓	Refrigerante	EP88