

SONICAID
DOPPLERS OBSTÉTRICOS

HUNTLEIGH



...pensando en las personas

DOPPLERS OBSTÉTRICOS

Basados en más de 40 años de experiencia en este campo, la última generación de renombre mundial de los detectores del corazón fetal de mano, ofrece incluso un mayor rendimiento, calidad y mejor relación calidad/precio.



D920

Doppler de audio

Este Doppler de Audio ha sido diseñado pensando en la facilidad de uso. Su transductor de alta sensibilidad junto con los claros sonidos permiten al especialista localizar rápidamente el corazón fetal.

- Ultrasonido de alta sensibilidad para mejor facilidad de uso
- Transductor de 2MH resistente al agua adecuado para partos bajo el agua
- Indicador de batería baja
- Transductor de limpieza fácil, para mejor control de las infecciones
- Pinza para cinturón o cinta para el cuello (opcional) para ayudar en la manipulación



FDI

Doppler frecuencia cardíaca y resistente al agua

El FDI es un Doppler obstétrico muy versátil, con la ventaja añadida de mostrar la frecuencia cardíaca fetal. El transductor de alto rendimiento permite la detección fiable desde el principio de la gestación hasta el momento del parto, incluso en pacientes obesas.

- Procesamiento avanzado de la frecuencia cardíaca fetal con autocorrelación en tiempo real
- Reducción activa del ruido para obtener unos claros sonidos cardíacos
- Transductor de 2MHz resistente al agua adecuado para partos bajo el agua
- Gestión avanzada de la energía con autoapagado para conservar la vida de las pilas
- Cable enrollado robusto que permite la posición óptima del transductor en todas las circunstancias



FDII

*Frecuencia cardíaca con sonda intercambiable

Este Doppler de mano de frecuencia cardíaca y sondas intercambiables de alta sensibilidad, es el más alto de la gama. 2MHz para uso obstétrico general, 3MHz ideales para detectar el corazón fetal al inicio de la gestación, y otras cinco sondas para aplicaciones vasculares. Una salida integrada de los datos permite obtener la impresión en papel del registro de la FCF cuando se conecta a la Dopplex Printa.

- Conector de sonda para opciones de sonda intercambiables (obstétricas y vasculares)
- Modos exclusivos de procesamiento de la frecuencia cardíaca fetal para un rendimiento óptimo en la variedad más amplia de condiciones de señal
- Salida de datos de frecuencia cardíaca fetal en tiempo real
- Marcador de eventos para registrar movimientos fetales cuando se conecta con la Dopplex Printa
- Opciones de sonda vasculares de 4, 5, 8, EZ8 y 10MHz

*Sonda vendida por separado

DOPPLERS SONICAID



Almacenamiento del cable

sonicaidOne

Doppler de frecuencia cardíaca

Este Doppler fetal compacto ha sido diseñado para que quepa fácilmente en el bolsillo del especialista. Su alta sensibilidad y su amplia cobertura por el haz permiten la localización rápida del corazón fetal desde el comienzo de la gestación hasta la gestación a término. Su rendimiento y su fiabilidad aportan tranquilidad tanto al especialista como a la paciente.

- Innovador y con estilo
- Sonda y almacenamiento del cable integrados
- Bajos costes de uso y mantenimiento
- Ergonomía de bolsillo
- Gran pantalla de frecuencia cardíaca fetal



Corriente/recargable

sonicaidMD200

*Doppler de mesa con sonda intercambiable

El MD200 es una solución innovadora para los especialistas que precisan una unidad Doppler de mesa robusta, versátil y recargable. Usando hasta ocho sondas intercambiables (obstétricas y vasculares) permite la medición exacta de la frecuencia cardíaca fetal o el flujo sanguíneo vascular.

- Funcionamiento con la corriente/pila recargable
- Montaje en la superficie o en soporte rodante (opcional)
- Audio superior con dos altavoces
- Presentación para frecuencia cardíaca fetal
- Compartimiento de la sonda y almacenamiento del cable
- Menos probable que se pierda o se coloque en mal sitio que un dispositivo de mano

*Sonda vendida por separado

Gráfico de selección de la gama de productos Dopplers obstétricos

Modelo	Audio Doppler	Fetal Doppler I	Fetal Doppler II	Sonicaid One	Sonicaid MD200
Código de Pedido del Producto	D920	FD1	FD2	046C002	MD200-OBS
Unidad manual	•	•	•	•	
Unidad de mesa					•
Pantalla de frecuencia cardíaca fetal		•	•	•	•
Sonda de 2 MHz a prueba de agua	•	•		•	
Opciones de sonda OB de 2 y 3Mhz			◦		◦
Opciones de sonda vascular			◦		◦
Tipo de pila	9 voltios 6F22	9 voltios 6F22	9 voltios 6F22	1.5 voltios 2 x AA	
Vida de la pila (exploraciones de 1 minuto)	500	250	250	1000	250
Autoapagado cuando está en uso (mins)	5	10	10	5	10
Autoapagado cuando no hay señales (mins)	1	3	3	2	3
Funcionamiento con corriente					•
Funcionamiento con pila recargable	◦	◦	◦	◦	•
Indicador de pila baja	•	•	•	•	•
Altavoz incorporado	•	•	•	•	•
Salida de auriculares	•	•	•	•	•
Opción de Dopplex Printa II			◦		◦
Opción de soporte en poste	◦	◦	◦		◦
Protección y almacenamiento de sonda incorporado	•		•		•
Sonda y cable integrados Almacenamiento		•			•
Pinza de cinturón	•	•	•		
Opción de cinta para el cuello	◦	◦	◦		
Dimensiones Alt x Anch x Prof	140 x 74 x 27mm	140 x 74 x 27mm	140 x 74 x 27mm	128 x 68 x 38mm (sonda 71 x 32mm)	68 x 232 x 246mm
Peso (incluyendo sonda y pilas)	295 g	295 g	295 g	230 g	1422 g
Longitud del cable de la sonda (completamente extendido)	3.5m (aprox)	3.5m (aprox)	3.5m (aprox)	1.8m (aprox)	3.5m (aprox)
Garantía	3 años*	3 años*	3 años*	1 año	3 años*

• Estándar ◦ Opcional

*garantía de 3 años sobre la unidad principal, 1 año para el cable y la puntacabeza de la sonda – se dispone de los términos y condiciones completos de la garantía para quien los pida

Cumplimiento de normas – BS5724 : Parte 1: 1989, IEC 601-1 : 1988, EN60601-1 : 1990

HUNTLEIGH ...pensando en las personas

Diagnostic Products Division 35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom
T: +44 (0)29 20485885 **F:** +44 (0)29 20492520 **E:** sales@huntleigh-diagnostics.co.uk
W: www.huntleigh-diagnostics.com



Registrado con el No: 942245 Inglaterra Oficina registrada: 310-312 Dallow Road, Luton, Beds, LU1 1TD
 ©Huntleigh Healthcare Limited 2007

MEMBER OF THE GETINGE GROUP

® y ™ son marcas registradas de Huntleigh Technology Limited

Como nuestra política es de mejora continua, nos reservamos el derecho a modificar los diseños sin previo aviso.

ACCESORIOS

Dopplex Printa II



- Impresora térmica
- Se conecta a FD II o MD200
- Aporta un registro continuo de la frecuencia cardíaca fetal
- Anota el movimiento fetal usando el botón 'Modo' en la unidad Doppler
- Se imprime el encabezado del trazado para introducir los detalles del paciente
- Funcionamiento con la corriente / pila

Soporte de pie



- Opciones tanto para los Dopplers de mano como de mesa
- Proporciona un montaje cómodo y seguro en una base móvil de 5 ruedas
- Incluye cesta de alambre para conservar gel, sondas, etc.
- Opción de montar el Dopplex Printa II en el soporte debajo del Doppler
- Menos posibilidades de que se coloque en mal sitio o se pierda

Distribuido por:

ArjoHuntleigh.España:

Ctra. de Rubí 88 1ª planta A1 08173

Sant Cugat del Vallés. BARCELONA

T: 902 430 702 F: 902 300 191

E: info@ArjoHuntleigh.es

W: www.ArjoHuntleigh.es

GENLIT 017/07 LIT 726368-2