


Servocunas Neonatales Modelo Matrix

- A** Bandeja para monitor
- B** Fototerapia Maxiphoto Halógena
- C** Accionamiento de las Posiciones Trendelenburg Y Trendelenburg Inversa
- D** Sistema de reanimación
- E** Bandeja para instrumentos
- F** Gaveta para Rayos-X
- G** Cilindros de Oxígeno
- H** Gabinete




Servocuna Neonatal
Modelo Matrix SC


Dibujos técnicos




Sistema eléctrico
de control de altura
(Opcional Cuna Matrix SC)




Posición Trendelenburg y
Trendelenburg Inversa
(Estándar Cunas Matrix RB, R y SC)



Lecho con barandas
laterales abatibles
(Estándar Cunas Matrix RS y SC)



Cuna removible
(Estándar Cunas Matrix RB y R)



Rotación del Calentador: $\pm 90^\circ$
(Estándar Cunas Matrix R y SC;
Opcional Cunas Matrix RB y RS)



Fototerapia
Modelo Medphoto 6:
Sistema Reverso e Integrado
(Opcional Cunas Matrix RB y R)

ENU - Las informaciones aquí contenidas corresponden al estado actual de la técnica y están sujetas a alteraciones por el fabricante sin aviso previo.

Especificaciones eléctricas

Servocunas Neonatales Modelos MATRIX RB, RS, R y SC

Alimentación	Selección automática de voltaje	
Voltaje (V)	100-140~	205-245~
Frecuencia de la red (Hz)	50/60	
Potencia de entrada (VA)	700	



GMP
Good
Manufacturing
Practices

Olidef cz
Equipos Médicos y Hospitalarios



Av. Patriarca, 2223 - CEP 14031-580
Ribeirão Preto - SP - Brasil
Tel: (16) 3637-3600 - Fax: (16) 3637-1741
equip.hosp@jpfarma.com.br
Contact us | Contáctenos
Tel: +55 (16) 3637-3600
Fax: +55 (16) 3637-1741
export@jpfarma.com.br
www.olidefcz.com.br

European Authorized
Representative Center

EC REP **Obelis S.A.**

Avenue de Tervueren 34 bte 44,
B-1040 Brussels, Belgium
Ph: +32.(0)2.732.59.54
Fax: +32.(0)2.732.60.03
www.obelis.net